

DATOS TÉCNICOS

Mesa ginecológica FIX

Dimensiones totales	185 x 60 x 85 cm.
Dimensiones respaldo	90 x 60 cm.
Dimensiones sección pelvis	41 x 60 cm.
Dimensiones reposa piernas	30 x 60 cm.
Inclinación respaldo	70°
Inclinación del trendelemburg	20°
Peso	62 kg.

Producto producido bajo directiva 93/42/CE Clase 1

MESA ginecológica FIX HL-LOW

Dimensiones totales	185 x 60 x 83-123 cm.
Dimensiones respaldo	90 x 60 cm.
Dimensiones sección pelvis	41 x 60 cm.
Dimensiones reposa piernas	30 x 60 cm.
Altura	83 cm. a 123 cm.
Inclinación respaldo	70°
Inclinación del trendelemburg	20°
Peso	92 kg.

Producto producido bajo directiva 93/42/CE Clase 1

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.



www.medical-iberica.com

 **medisa**
cares for you

Mobiliario Clínico

Mesas manuales de exploración ginecológica

Mesa de exploración FIX

Solución funcional y económica al servicio del ginecólogo

La mesa de exploración modelo FIX ha sido diseñada para todas aquellas consultas médicas, las cuales buscan un producto práctico tanto a nivel técnico como económico.

ESTRUCTURA

- Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy.
- Base apoyada sobre 4 patas niveladoras.
- Altura fija.



Ref. MB-GINE-05
Soporte porta perneras y taloneras

CONFORT

- La mesa modelo Fix ha sido sometida a estrictas pruebas y ensayos en laboratorios hasta conseguir la adecuación ergonómica y el máximo confort necesarios para mejorar la calidad de vida y la salud de los usuarios.

SEGURIDAD

- Mesa fabricada bajo la directiva 93/42/CE.
- Tapizado de clase M1 (ignífugo y antibacteriano).

Mesa de exploración FIX HL-LOW

Solución funcional y económica al servicio del ginecólogo

ESTRUCTURA

- Base apoyada sobre 4 ruedas giratorias con freno de $\varnothing 125$ mm.
- Sistema de regulación en altura mediante columna telescópica.
- Altura mínima y máxima: 83/123 cm.



MANEJO

- La articulación del respaldo y la posición del trendelemburg es accionada por medio de pistón a gas, situada en el somier de fácil y cómodo manejo.
- El reposa piernas es abatible y fácilmente extraíble, permitiendo una gran variedad de diferentes tipos de configuraciones, como la colocación de la posición horizontal, para exploraciones con ultrasonido.

ACOLCHADO Y TAPIZADO

- Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad, pensados para óptimo confort y adecuación ergonómica. Tapizado en tela vinílica auto extingible (según norma M1 antibacteriana, resistente a la absorción y a las manchas). De fácil limpieza y mantenimiento.

ACCESORIOS

- Soporte para piernas de paciente acolchados en PUR, el cual proporciona la posibilidad de su orientación para una posición más relajada (incluido).
- Apoya brazos acolchados realizados en PUR ref. MB-GINE-01.
- Soporte para rollos ref. MB-GINE-02.
- Soporte colposcopio ref. MB-GINE-03.
- Dispositivo de proctología regulable ref. MB-GINE-04.